


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Wt1ウサギポリクローナル抗体 - P19544

商品番号: CM0021473



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用WT1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。尿生殖器の発生および腫瘍形成における重要な転写因子である、ウィルムス腫瘍タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WT1 Rabbit pAb
備考/別名	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7490
遺伝子ID	7490
免疫原	ヒトWT1 (NP_001185480.1) のアミノ酸1-302に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19544
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋