

Ihc-PおよびElisa用抗Xcr1ポリクローナル抗体 - P46094

商品番号: CM0020330



前書き

IHC-

PおよびELISAでバリデーション済みのウサギ抗ヒトXCR1ポリクローナル抗体。ラットとの交差反応性があります。ケモカインシグナル伝達に参与するケモカインXC受容体1（リンフォタクチン受容体）を標的とします。免疫検出用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XCR1 Rabbit pAb
備考／別名	GPR5; CCXCR1; XCR1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2829
GeneID	2829
免疫原	ヒトXCR1（NP_001019815.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P46094
タンパク質分子量	39kDa
輸送	アイスバッグ