


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Xpd/Ercc2ポリクローナル抗体 - P18074

商品番号: CM0024817



前書き

ヒトXPD/ERCC2（TFIIHヘリカーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。DNA損傷修復および転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPD/ERCC2 Rabbit pAb
備考/別名	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2068
免疫原	ヒトXPD/ERCC2 (NP_001124339.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P18074
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバッグ