


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Xrcc1 ウサギポリクローナル抗体 - P18887

商品番号: CM0013812



前書き

XRCC1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。DNA修復および一本鎖切断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XRCC1 ウサギ pAb
備考/別名	RCC; SCAR26; XRCC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7515
GeneID	7515
免疫原	ヒトXRCC1 (NP_006288.2) のアミノ酸480-633に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18887
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ