

WbおよびElisa用抗Ybeyウサギポリクローナル抗体 - P58557

商品番号: CM0022768

前書き

ヒトエンドリボヌクレアーゼYBEYに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ラットとの交差反応性を有し、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。rRNA成熟および核小体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YBEYウサギpAb
備考/別名	C21orf57
種	ヒト
GeneID	54059
免疫原	ヒトYBEY (NP_478061.1) のアミノ酸68～167内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P58557
タンパク質分子量	19kDa
輸送	アイスバッグ