

Zbp1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H171

商品番号: CM0014782



前書き

ZBP1 (DAI/DLM-

1) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。
ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。
。自然免疫やPANoptosis（パノアポトーシス）経路の研究に最適です。 - Q9H171

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBP1 Rabbit pAb
別名	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183; ZBP1
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81030
遺伝子ID	81030
免疫原	ヒトZBP1 (NP_110403.2) のアミノ酸1-170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H171
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤