


WbおよびElisa用抗Zbtb17ポリクローナル抗体 - Q13105

商品番号: CM0014625



前書き

リンパ球の発生と細胞周期調節に関与する転写因子ZBTB17（MIZ-1）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットの試料と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBTB17 Rabbit pAb
別名	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7709
遺伝子ID	7709
免疫原	ヒトZBTB17（NP_003434.2）のアミノ酸121～360番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13105
タンパク質分子量	88kDa
発送方法	保冷剤