

Anti-Zcchc7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N3Z6

商品番号: CM0024067

前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証されたZCCHC7ウサギポリクローナル抗体。核小体に局在する63 kDaの亜鉛指タンパク質を検出します。特異的検出のための組換え免疫原を使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZCCHC7 Rabbit pAb
備考/別名	AIR1; HSPC086; ZCCHC7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84186
GeneID	84186
免疫原	ヒトZCCHC7 (NP_115602.2) のアミノ酸1-231に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8N3Z6
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスバッグ