


Wb、Elisa用 Anti-Zcwpw1 ポリクローナル抗体 - Q9H0M4

商品番号: CM0024849



前書き

ヒトZCWPW1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。PRDM9を介したヒストンメチル化、減数分裂DSB修復、および雄性不妊の研究に適しています。予測分子量は72 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZCWPW1 Rabbit pAb
備考/別名	ZCW1; ZCWPW1
種	ヒト
遺伝子ID	55063
免疫原	ヒトZCWPW1 (NP_060454.3) のアミノ酸389-648に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H0M4
タンパク質分子量	72kDa
配送	保冷バッグ