

Wb・Elisa用抗Zdhhc20ウサギポリクローナル抗体 - Q5W0Z9

商品番号: CM0024046



前書き

ヒトZDHHC20に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。このパルミトイルトランスフェラーゼ抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、EGFRシグナル伝達、SARS-CoV-2スパイクタンパク質の脂質化、DNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZDHHC20 Rabbit pAb
備考・別名	DHHC20; DHHC-20; 493342IL13Rik; ZDHHC20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	253832
GeneID	253832
免疫原	ヒトZDHHC20 (NP_001316988.1) のアミノ酸270～365残基内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5W0Z9
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋梱包