

Anti-Zdhhc8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ulc8

商品番号: CM0023043

前書き

パルミトイル転移酵素であるZDHHC8に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。タンパク質パルミトイル化およびコレステロール流出の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZDHHC8 Rabbit pAb
備考/別名	DHHC8; ZNF378; ZDHHCL1; ZDHHC8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29801
遺伝子ID	29801
免疫原	ヒトZDHHC8 (NP_037505.1) のアミノ酸240-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULC8
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋