


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Zmpste24 ウサギ ポリクローナル抗体 - O75844

商品番号: CM0023826



前書き

ZMPSTE24に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ラミンAのプロセッシング、核膜ダイナミクス、抗ウイルス機構の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZMPSTE24 ウサギ pAb
備考/別名	HGPS; PRO1; FACE1; RSDM1; STE24; FACE-1; Ste24p; ZMPSTE24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10269
GeneID	10269
免疫原	ヒトZMPSTE24 (NP_005848.2) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75844
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ