


Wb、Elisa用抗Zmymynd11ポリクローナル抗体 - Q15326

商品番号: CM0030428



前書き

ヒトZMYND11

(BS69/BRAM1)を認識するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性を示します。エピジェネティクスおよびがん研究における重要なクロマチンリーダーおよび腫瘍抑制因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZMYND11 Rabbit pAb
備考/別名	BS69; BRAM1; MRD30; ZMYND11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10771
GeneID	10771
免疫原	ヒトZMYND11 (NP_997644.2) のアミノ酸278-567に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15326
タンパク質分子量	71kDa
配送	氷袋