


Wb、Elisa用Anti-Zmynd8ポリクローナル抗体 - Q9Ulu4

商品番号: CM0024760



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-ZMYND8ウサギポリクローナル抗体。ヒトZMYND8（転写調節、DNA修復、および腫瘍抑制に関与するクロマチンリーダー）を認識します。エピジェネティクスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZMYND8 Rabbit pAb
備考/別名	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; ZMYND8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23613
遺伝子ID	23613
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZMYND8 (NP_898868.1) のアミノ酸959-1188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9ULU4
タンパク質分子量	132kDa
配送	アイスバッグ