

ウエスタンブロット、Elisa用 Anti-Znf10 ポリクローナル抗体 - P21506

商品番号: CM0028336

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用高品質ZNF10ウサギpAb。ヒトの転写調節因子と考えられるジンクフィンガー蛋白質10 (ZNF10/KOX1)を検出します。クロマチンおよび遺伝子調節研究に適しています。SWISS: P21506。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF10 ウサギ pAb
備考/別名	KOX1; ZNF10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7556
GeneID	7556
免疫原	ヒトZNF10 (NP_056209.2) のアミノ酸474-573に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21506
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ