

WbおよびElisa用Anti-Znf182ポリクローナル抗体 - P17025

商品番号: CM0023898

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション向けの高品質なAnti-ZNF182ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット種と交差反応します。ジンクフィンガータンパク質182転写調節因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF182 Rabbit pAb
備考/別名	KOX14; ZNF21; HHZ150; Zfp182; ZNF182
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7569
免疫原	ヒトZNF182 (NP_001171570.1) のアミノ酸100-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17025
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ