

Wb、If/Icc、Elisa用抗Znf195ウサギポリクローナル抗体 - O14628

商品番号: CM0026020

前書き

ZNF195 (SWISS O14628)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで有効性が確認済み。ヒト、マウス、ラットを検出。転写制御およびジンクフィンガー蛋白質の生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF195 ウサギ pAb
備考/別名	HRF1; ZNFP104; ZNF195
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7748
遺伝子ID	7748
免疫原	ヒトZNF195 (NP_001123991.1) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14628
タンパク質分子量	72kDa
輸送	保冷バッグ