

WbおよびElisa用Anti-Znf598ウサギポリクローナル抗体 - Q86Uk7

商品番号: CM0018977

前書き

リボソーム品質管理におけるE3ユビキチンリガーゼであるZNF598を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。翻訳制御およびウイルス感染研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF598ウサギpAb
備考／別名	HEL2; ZNF598
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90850
遺伝子ID	90850
免疫原	ヒトZNF598 (NP_835461.2) のアミノ酸120～420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86UK7
タンパク質分子量	99kDa
配送	保冷バッグ