

Wb・Elisa用抗Znf677ウサギポリクローナル抗体 - Q86Xu0

商品番号: CM0021594

前書き

ヒトZNF677に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISA用途に適しています。ラットと交差反応します。核タンパク質検出や転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZNF677 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF677
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	342926
GeneID	342926
免疫原	ヒトZNF677 (NP_872415.1) のアミノ酸50～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q86XU0
タンパク質分子量	68kDa
配送方法	氷袋