

Anti-Znf711 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y462

商品番号: CM0020804



前書き

WBおよびELISAで検証されたZNF711ウサギポリクローナル抗体。ヒトZNF711（ZNF6、CMPX1）を標的とし、脳の発達に不可欠な転写調節因子です。神経科学研究および診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF711 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF4; ZNF5; ZNF6; CMPX1; MRX65; MRX97; XLID97; Zfp711; dJ75N13.1; ZNF711
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7552
GeneID	7552
免疫原	ヒトZNF711（NP_001317503.1）のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y462
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバッグ