

WbおよびElisa用 Anti-Znf76 ポリクローナル抗体 - P36508

商品番号: CM0024059

前書き

RNAポリメラーゼII/IIIを調節する転写因子ZNF76を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。遺伝子発現およびクロマチン研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF76 ウサギ pAb
備考/別名	ZNF76; D6S229E; ZNF523; Zfp523; 亜鉛フィンガー蛋白質 76
種	ヒト
遺伝子ID	7629
免疫原	ヒトZNF76 (NP_003418.2) のアミノ酸463-570に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P36508
タンパク質分子量	56kDa/61kDa
発送	保冷バッグ