

Wb、Elisa用 Anti-Zranb3 ポリクローナル抗体 - Q5Fwf4

商品番号: CM0027651



前書き

ZRANB3 Rabbit

pAbは、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性があります。複製ストレス研究のためのDNAアニーリングヘリカーゼおよびエンドヌクレアーゼZRANB3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZRANB3 Rabbit pAb
備考/別名	AH2; 4933425L19Rik; ZRANB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84083
GeneID	84083
免疫原	ヒトZRANB3 (NP_001273497.1)のアミノ酸818-1077に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5FWF4
タンパク質分子量	123kDa
輸送	保冷バッグ