


Anti-Zzz3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Iyh5

商品番号: CM0012894



前書き

ヒトZZZ3
(ATAC1)に対するウサギポリクローナ抗体（WB、ELISA用）。ヒトおよびラットと交差反応します。ヒストンアセチル化および転写調節におけるATAC複合体機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZZZ3 Rabbit pAb
備考/別名	ATAC1; ZZZ3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26009
遺伝子ID	26009
免疫原	ヒトZZZ3 (Q8IYH5) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8IYH5
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋