

Ap3B1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O00203

商品番号: CM0027171



前書き

ウェスタンブロット（WB）、IHC-P、ELISAで検証済みのAP3B1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAP-3複合体サブユニットベータ-1（O00203）を認識します。リソソームタンパク質のソーティングおよび関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP3B1 Rabbit pAb
備考/別名	PE; HPS; HPS2; ADTB3; ADTB3A; AP3B1
種	ヒト
GeneID (human)	8546
GeneID	8546
免疫原	ヒトAP3B1 (NP_003655.3) のアミノ酸895-1094に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00203
タンパク質分子量	121kDa
配送	アイスパック