


Aqp5 ウサギPab（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P55064

商品番号: CM0014877



前書き

CamelBioでは、ヒトAquaporin-5（P55064）を標的とするポリクローナル抗体AQP5ウサギpAbを提供しています。WB、IHC-P、ELISAで使用可能で、マウスおよびラットと交差反応性があります。水輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQP5 ウサギpAb
備考/別名	PPKB; AQP-5; AQP5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	362
遺伝子ID	362
免疫原	ヒトAQP5（NP_001642.1）のアミノ酸200～265領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P55064
タンパク質分子量	28kDa
発送	氷袋