

WbおよびElisa用Ascl1ウサギポリクローナル抗体 - P50553

商品番号: CM0017556

前書き

神経分化に重要な転写因子であるヒトASCL1（Achae te-scute homolog 1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ascl1ウサギpAb
備考・別名	ASH1; HASH1; MASH1; bHLHa46; Ascl1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	429
GeneID	429
免疫原	ヒトAscl1（NP_004307.2）のアミノ酸150～236に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P50553
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷バッグ