


非対称ジメチル-ヒストンH3-R2 (Q16695/P68431)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用）

商品番号: CM0000271



前書き

ヒストンH3 (Q16695/P68431)

のアルギニン2位における非対称ジメチル化を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットおよび他の種と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	非対称ジメチル-ヒストンH3-R2 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 非対称ジメチル-ヒストンH3-R2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のR2周辺の合成非対称ジメチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	氷袋