

Wb、If/Icc、Elisa用Atminウサギポリクローナル抗体 - O43313

商品番号: CM0027087

前書き

ヒトATMIN（ASCIZ/ZNF822）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA損傷および転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATMIN Rabbit pAb
略称/別名	ASCIZ; ZNF822; ATMIN
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23300
遺伝子ID	23300
免疫原	ヒトATMIN（NP_056066.2）のアミノ酸160～360番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43313
タンパク質分子量	88kDa
配送方法	氷袋