

Bcas2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O75934

商品番号: CM0027742



前書き

プレmRNAスプライシング因子であるヒトBCAS2（S PF27）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAの各用途で検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。DNA損傷およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCAS2 ウサギpAb
備考/別名	DAM1, SPF27, Snt309, BCAS2
由来種	ヒト
GeneID	10286
免疫原	ヒトBCAS2（NP_005863.1）のアミノ酸1-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75934
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	保冷剤