

Wb、If/Icc、Elisa用 Bcl6 ウサギポリクローナル抗体 - P41182

商品番号: CM0029897



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みのBCL6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBCL6タンパク質（79kDa）に反応します。BCL6は、胚中心B細胞およびリンパ腫における重要な転写抑制因子です。免疫学およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCL6 Rabbit pAb
備考/別名	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
種	ヒト
GeneID	604
免疫原	ヒトBCL6（NP_001124317.1）のアミノ酸1-280以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41182
タンパク質分子量	79kDa
配送	氷袋