


Btk ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q06187

商品番号: CM0013347



前書き

WBおよびELISAで検証済みのBTKウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。B細胞シグナル伝達の重要な分子であるチロシンタンパク質キナーゼBTK（Q06187）を標的とし、免疫学研究および診断薬開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTK Rabbit pAb
別名	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	695
GeneID	695
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBTK（NP_000052.1）のアミノ酸173～272番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q06187
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤