

Wb、Elisa用 ウサギポリクローナル抗Cast抗体 - P20810

商品番号: CM0030989

前書き

ヒトCAST（カルパスタチン）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。カルパイン阻害、筋肉分解、プロテアーゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAST Rabbit pAb
別名	BS-17; PLACK; ST
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	831
遺伝子ID	831
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	P20810
タンパク質分子量	77kDa
配送方法	氷袋梱包