


Cbx2 ウサギモノクローナル抗体 (Wb & Elisa用) - Q14781

商品番号: CM0011690



前書き

ポリコーム群タンパク質であるヒトCBX2に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応し、WBおよびELISAで検証済みです。CBX2はクロマチン制御、遺伝子サイレンシング、および性分化において極めて重要であり、エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBX2 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	M33; CDCA6; SRXY5; CBX2
種	ヒト
遺伝子ID	84733
免疫原	ヒトCBX2 (Q14781) のアミノ酸433-532の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14781
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスバッグ