

Wb、Ihc-P、Elisa用Ccl21ウサギポリクローナル抗体 - O00585

商品番号: CM0021734



前書き

ヒトCCL21（6Ckine/SLC）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。リンパ球ホーミングおよびケモカイン研究に最適です。約15 kDaのバンドを認識します。ヒトCCL21と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL21ウサギpAb
備考/別名	ECL、SLC、CKb9、TCA4、6Ckine、SCYA21、CCL21
種	ヒト
GeneID	6366
免疫原	ヒトCCL21（NP_002980.1）のアミノ酸24～134を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00585
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	保冷バッグ