

Wb、If-P、Elisa用 Cd4 ウサギポリクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0015716



前書き

ヒトサンプルにおけるWB、IF-P、ELISA用にバリデートされたCD4ウサギポリクローナル抗体。T細胞表面糖タンパク質CD4を認識。重要な免疫共受容体およびHIV受容体。免疫学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD4 ウサギ pAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	920
GeneID	920
免疫原	CD4 (NP_000607.1) のアミノ酸26-207に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51 kDa
発送	保冷バッグ