

If/Icc、Elisa用 Cdc25C ウサギ Pab - P30307

商品番号: CM0017004



前書き

CDC25C ウサギ

pAbは、M期誘導ホスファターゼ3を標的とし、IF/IC CおよびELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。細胞周期および腫瘍学研究におけるヒトサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC25C ウサギ pAb
備考/別名	CDC25; PPP1R60; CDC25C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	995
GeneID	995
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30307
タンパク質分子量	53kDa
配送	アイスパック