


Cdk4 ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済] Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa 対応 - P11802

商品番号: CM0020958



前書き

ウサギ由来ポリクローナルCDK4抗体、KO検証済、W
B、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラッ
トのCDK4を検出します。免疫原は合成ペプチド（ア
ミノ酸204-

303番）。細胞周期および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] CDK4 Rabbit pAb
備考/別名	CMM3; PSK-J3; K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1019
GeneID	1019
免疫原	ヒトCDK4 (NP_000066.1) のアミノ酸204-303番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用可能なアッセイ	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11802
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤同梱