


ウエスタンブロットおよびElisa用 Cdk5Rap3 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Jb5

商品番号: CM0018565



前書き

CDK5RAP3 (C53/IC53/LZAP)

に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルでのウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。57 kDaのユーフミル化アダプターおよび細胞周期調節因子を標的とし、リボソームリサイクルおよびがんシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CDK5RAP3 ウサギ pAb
備考/別名	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80279
遺伝子ID	80279
免疫原	ヒトCDK5RAP3 (NP_788276.1) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96JB5
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ