

Cend1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q8N111

商品番号: CM0012112

前書き

WB、IF-

P、ELISAでの使用が検証済みのCEND1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経分化研究に適しています。UniProt Q8N111。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEND1 ウサギmAb
備考 / 別名	BM88; CEND1
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	51286
GeneID	51286
免疫原	ヒトCEND1（NP_057648.2）のアミノ酸70～149番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N111
タンパク質分子量	15kDa
発送	氷袋梱包