

Chdh ウサギモノクローナル抗体 Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 - Q8Ne62

商品番号: CM0009076

前書き

CHDH

ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。オートファジーおよび代謝研究において、ミトコンドリアのコリンデヒドロゲナーゼ（65 kDa）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHDH ウサギmAb
別名	CHDH
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55349
遺伝子ID	55349
免疫原	ヒトCHDH (NP_060867.2) のアミノ酸245～594番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NE62
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤