


切断型カスパーゼ-7 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P55210

商品番号: CM0007174



前書き

ヒト切断型カスパーゼ-

7に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。アポトーシス研究において、この実行因子カスパーゼの活性型を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	切断型カスパーゼ-7 ウサギmAb
別名	MCH3, CMH-1, LICE2, CASP-7, ICE-LAP3, Cleaved Caspase-7
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	840
GeneID	840
免疫原	ヒトCASP7（NP_001218.1）のアミノ酸100～200番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55210
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤梱包