

Wb、If/Icc、Elisa用 Ctbp2 ウサギ Pab - P56545

商品番号: CM0021341



前書き

CTBP2 ウサギ

pAbは、ヒトCTBP2のC末端ペプチドに対して作製されたポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに適しています。転写制御およびシナプス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTBP2 ウサギ pAb
備考/別名	CTBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1488
GeneID	1488
免疫原	合成ペプチド ヒトCTBP2 (NP_001320.1)のアミノ酸300番からC末端に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56545
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ