


ジメチル-ヒストンH3-K9 ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

商品番号: CM0000397



前書き

リシン9でジメチル化されたヒストンH3 (H3K9me2) に対するアフィニティ精製ウサギモノクローナル抗体。WB、DB、IHC-

P、ELISA、ChIPに適しています。ヒト、マウス、ラットおよび幅広い種と交差反応性を示します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ジメチル-ヒストンH3-K9 ウサギmAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK9周辺の合成ジメチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷バッグ