

Wb、Elisa用Dlx5ウサギモノクローナル抗体 - P56178

商品番号: CM0009354



前書き

DLX5ウサギモノクローナル抗体は、骨芽細胞の分化と骨の発生に不可欠な転写因子であるヒトDLX5を検出します。用途：WB、ELISA。骨生物学および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLX5ウサギmAb
備考／別名	SHFM1 ; SHFM1D ; DLX5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1749
遺伝子ID	1749
免疫原	合成ペプチド ヒトDLX5 (P56178) のアミノ酸150～250に相当する配列内の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56178
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ