


Egfr ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0020151



前書き

ヒトEGFR（ErbB-

1、HER1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット
と交差反応性あり。受容体型チロシンキナーゼシグナル
伝達および腫瘍学の研究に最適。134 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGFR ウサギ pAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
種	ヒト
GeneID	1956
免疫原	ヒトEGFR（NP_005219.2）のアミノ酸1100-1200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送	保冷バッグ