

Wb、Elisa用 Elmod3 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Fg2

商品番号: CM0026122

前書き

WB、ELISAで検証済みのELMOD3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はARL2のGTPase活性化タンパク質であり、難聴に関与しています。IVDおよび研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELMOD3 Rabbit pAb
備考/別名	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFNB88; ELMOD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84173
GeneID	84173
免疫原	ヒトELMOD3 (NP_001128493.1) のアミノ酸290-381に相当する組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FG2
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ