


Ihc-PおよびElisa用Fgfr2ウサギポリクローナル抗体 - P21802

商品番号: CM0022587



前書き

ヒトFGFR2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-

PおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。発生生物学、腫瘍学、骨格疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGFR2ウサギpAb
備考／別名	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2263
遺伝子ID	2263
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21802
タンパク質分子量	92kDa
輸送	保冷バッグ