

WbおよびElisa用Foxf1ウサギモノクローナル抗体 - Q12946

商品番号: CM0012022

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用の信頼性の高いFOXF1ウサギモノクローナル抗体です。肺特異的転写活性化因子であるヒトおよびマウスのFOXF1を検出します。肺発生および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXF1 ウサギmAb
備考/別名	FKHL5; ACDMPV; FREAC1; FOXF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2294
免疫原	ヒトFOXF1 (Q12946) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12946
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤