

Wb、If-P、Elisa用Foxl2ウサギPab - P58012

商品番号: CM0020758



前書き

ウエスタンブロッティング（WB）、免疫蛍光染色（IF-P）、ELISAでバリデーション済みのFOXL2ウサギポリクローナル抗体（PAb）をご紹介します。卵巣の発生に必須で、精巣決定を抑制する核転写因子であるヒト、マウス、ラットFOXL2と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXL2ウサギpAb
別名／エイリアス	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	668
GeneID	668
免疫原	ヒトFOXL2（NP_075555.1）のアミノ酸300～376内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P58012
タンパク質分子量	39kDa
配送	保冷バッグ