

Foxp3 ウサギモノクローナル抗体（Ihc-PおよびElisa用） - Q9Bzs1

商品番号: CM0005000



前書き

このFOXP3ウサギモノクローナル抗体は、ヒトおよびマウスとの交差反応性があり、IHC-PおよびELISAで検証済みです。制御性T細胞機能と免疫恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXP3 ウサギ mAb
備考/別名	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50943
GeneID	50943
免疫原	ヒトFOXP3 (NP_054728.2) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47kDa
発送	氷袋